

# Лазерное вагинальное омоложение

## — принцип лечения лазером

Ультраимпульсный лазер CO<sub>2</sub> представляет собой наиболее современную технологию пилинга кожи с помощью лазерного луча, длина волны которого составляет 10600 нм.

Такая длина волны позволяет лазерному лучу эффективно воздействовать на зону дермы.

Использование ультраимпульсного и суперимпульсного лазерного луча позволяет добиться более быстрого восстановления кожи, а также долгосрочного эффекта ремоделирования коллагена кожи и укрепления вагинальных мышц.

Мы предлагаем вашему вниманию два устройства лазерного вагинального омоложения: с автоматическим и ручным управлением. Автоматическое устройство, в котором используется лазер CO<sub>2</sub>, позволяет регулировать длительность импульса и время повтора в пределах от 5 мс до 10 мс.

В ручном устройстве используется гальванический фракционный лазер CO<sub>2</sub> с наименьшим размером луча. Предлагаемые устройства позволяют значительно повысить эффективность процедуры лазерного вагинального омоложения.

## — Показания к применению

- Укрепление вагинальных мышц
- Атрофия и потеря эластичности вагинальной слизистой оболочки
- Непроизвольное мочеиспускание
- Постменопаузальный синдром



Автоматический  
наконечник для ЛВО



Ручной наконечник для  
ЛВО

## — Автоматическое устройство

Автоматическая установка расстояния (контроль скорости, 3 уровня)	Уровни 1~6
Радиус действия	40мм~90 мм
(контроль скорости, 3 уровня)	Уровни 1~3
Функциональные кнопки	1. Пуск 2. Пауза 3. Аварийное отключение 4. Расстояние 5. Скорость
Другие функции	1. 5 индикаторов состояния 2. Автоматическое отключение 3. Система автоматической диагностики 4. Управление с помощью ножного переключателя
Переходник 5В/3А Ввод: 3-контактный ножной переключатель Вывод: 3-контактный разъем	

## — Ручное устройство

Радиус действия	40мм~90 мм
Время работы	30 мин